


携帯用ボトル型浄水器

Water lab

CLEAN & HAPPY

マイボトル運動で、
プラスチックを削減。

環境とからだにやさしく。お財布にも！



脱プラへの取り組み

ニュースでよく見る、マイクロプラスチック問題。Water labは、環境に配慮した浄水ボトルです。Water labを使うと、年間約8.8kgのプラスチックを削減できます。



熱中症対策として

こまめな水分補給は、熱中症対策に有効です。付属している「ミネラルスティック」は、海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル（ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム）を溶出します。



POINT 03

いつでもどこでも

水道水であれば、「いつでもどこでも」飲み水を作ることができます。本体が抗菌仕様で水道水を利用した「逆流洗浄」もできるので、いつでも衛生的にご使用いただけます。※塩素消毒がされていない水は使用できません。



POINT 04

ソフト素材＆ 手軽に使える大きさ

ソフトな素材で、ボトルを握って水を押し出せる扱いやすい設計。キャンプや旅先でも手軽に使える大きさです。



POINT 05

クリーンな水は からだにやさしい

塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付。水道水を注ぐだけで、きれいにろ過されたおいしい水を作れます。クリーンなお水で淹れたお茶やコーヒーは、とてもまろやかになります。

01 衛生的な商品設計



本体が抗菌仕様なので、いつでも安全に使っていただけます。



カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により内部まで殺菌消毒ができます。

03 高性能フィルタ



大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。

02 使いやすい構造



ボトルを押して戻すときは、空気をより引き込みやすい構造になっています。




本体にストラップがついているので、持ち運びに便利です。



ボトルがサスペンション構造になっているので、適度な押し心地です。

ミネラル
スティック



Ca

カルシウム

Mg

マグネシウム

K

カリウム

Na

ナトリウム

の4大ミネラルを溶出！

仕様

型番	YA72005
JAN	4975846720053
寸法	(約)高さ225mm×幅85mm×奥行75mm
質量	約176g
容量(満水時)	約450ml
材料の種類	本体／ポリプロピレン、シリコーンゴム ボトル／ポリエチレン カートリッジ／ポリプロピレン、合成ゴム
ろ材の種類	活性炭・不織布・ケイ酸チタン
ろ過流量	0.1L/分
カートリッジの交換時期	1日2L使用の場合：約3ヶ月 1日1L使用の場合：約6ヶ月



商品動画はこちら▶

 新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号
TEL:0256-33-5501 FAX:0256-33-5551
<https://www.niigataseiki.co.jp/>



2ai4
—two ai she—

2ai4は、「測る」をきっかけに、暮らしを楽しむ
アイディアを形にしたデザインブランドです。